

NOTA INFORMATIVA DEL FABRICANTE

Estas gafas de vista cumplen con las disposiciones y con los requisitos esenciales de seguridad impuestos por el Reglamento (UE) 2017-745 sobre productos sanitarios.

LIMPIEZA Y MANUTENCIÓN - Para limpiar las gafas utilice agua y jabón, evitando el uso de disolventes de alcohol. No utilice paños sucios o abrasivos que puedan alterar las características de los filtros. Utilice solo accesorios y repuestos originales.

MODELO - MOD.1120S CL-99 C02

FABRICANTE - KILLINE OPTICAL LTD.

ALAMEDA DR. CARLOS D'ASSUMPÇÃO, N.335-341

DISTRIBUIDOR - Europa Eyewear S.L.

C/ Manuel Simó, 26 bajo Izq. 46007 - Valencia (España)



Más información en www.tienda-europa.com/informacion.aspx